

歯科用石膏

焼石膏

品名	混水比	練和時間(分)	硬化時間(分)	線硬化膨張2h(%)	ヌレ圧縮強さ(MPa)	特性	用途	包装	色調
歯科用焼石膏E	0.46	1	12	0.25	16	汎用、高強度、硬化遅め	模型・埋没・マウント用	18kg袋、18kgPC、10kg袋、1kg7ℓ	ホワイト
ニューレックス	0.40	1	11	0.09	16	低膨張歯科用焼石膏	高精度埋没・マウント用	5kg袋 10kg袋	ホワイト
歯科用焼石膏II E	0.54	1	18	0.25	13	汎用	歯科技工用	18kg袋 (II E) 20kg袋 (II E技工用)	ホワイト
歯科用焼石膏II E プラス-1	0.48	1	13	0.25	14	技工用、割出性良好	義歯埋没用	20kg袋	ホワイト
ラボプラスター	0.52	1	14	0.25	13	長い作業時間 多数個作業向け	模型・埋没・マウント用	20kg袋	ホワイト
歯科用焼石膏TM	0.38	1	18	0.25	13	高流動性、耐圧性能	義歯埋没用	18kg袋	ホワイト
耐圧石膏MF	0.30 0.40	1	10 12	0.09 0.08	30 18	混水比で使い分け可、 低膨張、耐圧性	低膨張埋没・マウント用	20kg袋	ライトブルー

硬質

品名	混水比	練和時間(分)	硬化時間(分)	線硬化膨張2h(%)	ヌレ圧縮強さ(MPa)	特性	用途	包装	色調
ニュージブストーン ニュージブストーン エコタイプ	0.24	1	10	0.20	49	強度・硬度・精度の バランス良好 6色、エコタイプ包装あり	インレー用・クラウン用・ ブリッジ用・局部義歯用・ 総義歯用・矯正用等の各種模型	3kg7ℓ、 3kg7ℓx6(エコタイプ)	アイボリーイエロー ピンク ブルー グリーン グレー ホワイト
ジーピーテック	0.24	1	11	0.20	50	技工所向け、5色	インレー用・クラウン用・ ブリッジ用・局部義歯用・ 総義歯用等の各種模型	10kg袋	アイボリーイエロー ピンク ブルー グリーン グレー
L-ストーン	0.24	1	10	0.08 (2h) 0.10 (24h)	49	低膨張、寒天肌良好、 2色	インレー、クラウン、 ブリッジ等の低膨張模型	3kg7ℓ	レモンイエロー ブラウンイエロー
トップストーンDF	0.23	1	10	0.20	50	医院向け、 ダストフリー、 3色	インレー用・クラウン用・ ブリッジ用・局部義歯用・ 総義歯用・矯正用等の各種模型	1.5kg7ℓ	イエロー ブルー グレー

超硬質

品名	混水比	練和時間(分)	硬化時間(分)	線硬化膨張2h(%)	ヌレ圧縮強さ(MPa)	特性	用途	包装	色調
DFロック	0.20	1	10	0.08 (2h) 0.12 (24h)	63	低膨張、高強度、 ダストフリー	各種間接法インレー・ クラウン・ブリッジ模型 部分床義歯、全部床義歯模型等	1.5kg7ℓ	ブラウンイエロー

特殊

品名	混水比	練和時間(分)	硬化時間(分)	線硬化膨張2h(%)	ヌレ圧縮強さ(MPa)	特性	用途	包装	色調
ハイマウント	0.26	1	3.5	0.07	27	低膨張、超速硬性	作業模型の咬合器への装着、 速硬性模型、 レジン床の二次埋没、 リベラス用模型、 ダウエルピン固定、 モデルトレー用	3kg7ℓ	ホワイト
ジブストーンGH	0.23	1	10	0.50	37	樹脂収縮補償高膨張	レジン床総義歯模型用	3kg7ℓ	ライトグリーン

歯科用埋没材

品名	混水比	練和時間(分)	硬化時間(分)	線硬化膨張2h(%)	ヌレ圧縮強さ(MPa)	特性	用途	包装
マイベスト	0.18	機械：0.5 手：1.0	12	0.6	4.8	リン酸塩系	ノンプレジヤス合金の クラウン、ブリッジ、 インレー、メタルボンドの製作	粉末3kg7ℓ、 専用液500ml

アルギン酸塩印象材

品名	混水比	練和時間	硬化時間(分)	トータル操作時間(分)	特性	用途	包装	色調
ニューアルジスター ファスト	8.3/19	20~30秒	3	1.5	操作時間の異なる 2タイプ	口腔内印象採得用	1kg	グリーン
ニューアルジスター ノーマル			3.5	2				ピンク

計量カップ、計量スプーン (別売り)

*計量基準: 局部・片顎: 計量スプーン 1杯(約8.3g) / 計量カップ 1/3杯(約19ml)

下顎: 計量スプーン 2杯(約16.6g) / 計量カップ 2/3杯(約38ml)

上顎: 計量スプーン 3杯(約24.9g) / 計量カップ 1杯(約57ml)

その他の歯科関連商品

品名	特長	用途	包装
クイックメルティール	発泡タイプ石膏溶解液	石膏溶解除去	1L
トレークリーナー	溶解・膨潤型トレークリーナー(粉末状)	アルジネート印象材溶解による トレー清掃	1kg
ALリムーバー	収縮剥離型トレークリーナー(液状)	アルジネート印象材除去による トレー清掃	2L
マイセップ	離型性の良いアルギン酸塩系	レジン床用分離材	0.5kg
超電水クリーンシュ!シュ!	アルカリイオン洗浄水	診療室、ユニット周りの 除菌、清掃	500ml 1Lx6 (詰替)
だいちちゃん	片顎用貼付式模型台、等間隔ダウエルピン5本内蔵	貼付式模型台	50入
だいちちゃんII	片顎用貼付式模型台、間隔ずらしたダウエルピン6本内蔵	貼付式模型台	50入
だいちちゃん全顎用	全顎用貼付式模型台、ダウエルピン14本内蔵	貼付式模型台	30入
だいちちゃん全顎用L	全顎用貼付式模型台、ダウエルピン14本内蔵	貼付式模型台	30入
ブラだいちちゃんF	全顎用貼付式模型台、ダウエルピン無しの維持パターン特殊樹脂プレート使用	貼付式模型台	30入
だいちちゃんボンド	貼付式模型台のためのゼリー状瞬間接着剤	貼付式模型台と石膏模型の 接着	20g
クロルアンカー	タブレットタイプ、高い塩素濃度	アルギン酸塩印象材の除菌・ 寸法精度固定	30包
スムースメーカー	スプレータイプ	歯科印象用滑沢剤	200g